

Sac de gymnastique Batik



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Sac de gymnastique en coton	468568	1
Peinture sur textile en spray Shimmer, rose, 100 ml	502465	1
Peinture sur textile en spray, mandarine, 100 ml	554808	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique) taille L, 100 pièces	942458	1
Gants (à usage unique) taille M, 100 pièces	936396	1
Bâche de protection	950730	1

1. Avant le modelage laver le sac de gymnastique, sans adoucissant, à 30° et laisser sécher.
2. Couvrir la table avec une bâche de protection.
3. Mettre les gants vinyle.
4. Mettre le sac gymnastique froissé en place. Agiter le spray Shimmer rose et vaporiser.
5. Répéter ce processus avec le spray Shimmer mandarine.
6. Laisser sécher et repasser avec un fer à repasser et du papier de cuisson env. 3 minutes et fixer .

vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC