

# Sac de gymnastique Princesse



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Sac de gymnastique natur, 40 x 35 cm, 1 pièce	468568	1
Serviettes en papier -assortis- Dim. 330 x 330 mm, set de 20 pièces	607305	1
Colle serviettes sur textile, 150ml	451627	1
Feuille Flock Silhouette® à repasser, gris, 22,9 x 91,4 cm	525618	1
Outils recommandés		
Pinceau plat en poils synthétiques, taille 12, 1 pièce	450908	1
Fer à repasser, papier de cuisson		1
Machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3	611063	1
ou tapis de découpe et set de lames-cutter	301438	1

1. Avant le modelage laver le sac de gymnastique, sans adoucissant, à 30° et laisser sécher.
2. Insérer du papier ou un film plastique dans le sac de gymnastique, afin que la colle ne s'infilte pas sur le dossier.
3. Découper le motif de serviette et retirer doucement la couche supérieure des trois couches.
4. Appliquer avec un pinceaux plats en poils synthétiques la colle serviettes sur textile, poser doucement la serviette et peindre ligne par ligne avec la colle serviettes sur textile.
5. Laisser sécher et lisser avec le fer à repasser et un papier de cuisson.  
<http://de.opitec.com/opitec-web/st/page/ccat/choisir le Plotter>.  
Avec la machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3 et feuille Flock Silhouette® découper à l'aide de la machine SILHOUETTE CAMEO® 3 ou dessiner sur feuille Flock Silhouette® grise et découper avec le cutter sur le tapis de découpe.
6. Selon l'instruction repasser pendant env. 3 minutes le motif et l'écriture. Mettre du papier de cuisson entre les deux.

*vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*

*Votre équipe créative OPITEC*