

# Sac de gymnastique ballon de dialogue



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Sac de gymnastique natur, 40 x 35 cm, 1 pièce	468568	1
Feuille Flock Silhouette® à repasser, noir, 22,9 x 91,4 cm	421110	1
Outils recommandés		
Fer à repasser, papier de cuisson		1
Machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3	611063	1
ou tapis de découpe et set de lames-cutter	301438	1

1. Avant le modelage laver le sac de gymnastique, sans adoucissant, à 30° et laisser sécher.

2. Le graphisme vous trouvez sous

<http://ch.opitec.com/opitec-web/st/page/ccat/choisir le Plotter>

Découper à l'aide de la machine SILHOUETTE CAMEO® 3 ou dessiner sur feuille Flock Silhouette® noir et découper avec le cutter sur le tapis de découpe.

3. Selon l'instruction repasser pendant env. 3 minutes le motif et l'écriture. Mettre du papier de cuisson entre les deux.

*vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!*

*Votre équipe créative OPITEC*